

Rodillo facial con microcorriente by Carla Barber JBRF1101

- Masajeador con microcorriente para mejorar la elasticidad y eliminar las arrugas
- El uso de estas bajas corrientes eléctricas estimula los músculos faciales ayudando a tonificar los contornos faciales y reafirmar la piel flácida
- Activa las células de la piel gracias al masaje
- Efecto lifting gracias al rodillo en forma de V con su ángulo de 70° para ofrecer una piel más tersa
- Estructura multiángulo de 360° para reforzar su eficacia
- Favorece la circulación sanguínea
- Rodillos bañados con plata de alta calidad, para asegurar la conductividad
- Carga natural por energía solar (natural y artificial)
- Uso para cara, cuello y brazos
- Fácil limpieza
- Ergonómico
- Consejos de uso y preguntas frecuentes:
 1. No usar con productos externos.
 2. Las microcorrientes no son perceptibles directamente ya que la frecuencia es 10 ? A.
 3. Ayuda a mejorar el aspecto visible de la piel ya que mejora la elasticidad de la piel.
 4. Uso recomendado 10-15 min día una o dos veces al día y 10 o 15 veces por zona.
 5. Apto para hombre y mujer.
 6. Usar con la cara lavada.
 7. No sumergir en agua, limpiar con el paño que viene.



- 8. Puedes usarlo con: implantes bucales, rosacea y si estas embarazada.
- 9. usar en movimientos ascendentes.
- 10. Es normal que pueda pellizcar y en algunas zonas debe ser así.

Unid. emb.	Dimensiones embalaje (m)	Cajas por capa	Capas por pallet	Cajas altura / pallet	Código de barras unitario	Código de barras embalaje	Caja unitaria (cm)	Peso ud. (kg)
6	0,185 x 0,18 x 0,16	12	20	240 cajas / 1,8 m	8421078036371	18421078036378	16,5 x 4,5 x 8,5	0,16