

Cartucho de Gel Atrayente para MT8, MT10 o MATL9120 - Ref. MCAR2603 (3 unidades)

- Cartuchos de gel atrayente para aumentar la eficacia en la captura de mosquitos e insectos de su elimina-insectos MosquitoTrap de Jata.
- 3 unidades
- Vídeo explicativo **COLOCACIÓN Y USO**
- Uso: presionar sobre las 3 solapas del producto hasta que queden abiertas, introducir en el compartimento y cerrar la tapa.



Unid. emb.	Dimensiones embalaje (m)	Cajas por capa	Capas por pallet	Cajas altura / pallet	Código de barras unitario	Código de barras embalaje	Caja unitaria (cm)	Peso ud. (kg)
12	25,0 x 19,0 x 27,5 cm	19	5	95 cajas / 1.52 cm	8436584386346	18436584386343	17,0 x 1,8 x 27,0 cm	0,11 kg